


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nostrin Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ivi9

Numéro d'article: CM0023394



Introduction

CamelBio propose un anticorps polyclonal de lapin anti-NOSTRIN de haute qualité, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Il est spécifique de la NOSTRIN humaine et présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le trafic de l'eNOS et la biologie vasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NOSTRIN Rabbit pAb
Remarques / Alias	DaIP2; NOSTRIN
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	115677
GeneID	115677
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 270-430 de la NOSTRIN humaine (NP_001034813.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8Ivi9
Poids de la protéine	58kDa
Expédition	Sac de glace