

Anticorps Monoclonal Anti-Notch1 Pour Wb, Ip, Elisa - P46531

Numéro d'article: CM0003362



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre Notch1 humain (P46531) validé pour WB, IP, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour l'étude de la voie de signalisation Notch, de la différenciation cellulaire et de la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Notch1 mAb de lapin
Remarques / alias	hN1; AOS5; TAN1; AOVD1; Notch1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4851
GeneID	4851
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 2456 et 2555 de Notch1 humain (P46531).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P46531
Poids de la protéine	273 kDa
Expédition	Sac de glace