

Anticorps Polyclonal Anti-Notch1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46531

Numéro d'article: CM0029394



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le Notch1 humain (protéine homologue du locus neurogène notch 1), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation Notch et de la détermination du destin cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Notch1 Lapin pAb
Remarques/Alias	hN1; AOS5; TAN1; AOVD1; Notch1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4851
GeneID	4851
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P46531
Poids Protéique	273kDa
Expédition	Sac de glace