

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Notch1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46531

Numéro d'article: CM0019838



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre Notch1 (aa 2428-2555) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec Notch1 humain, souris et rat. Convient à l'étude de la signalisation Notch dans le développement et la maladie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Notch1 Lapin pAb
Remarques/Alias	hN1 ; AOS5 ; TAN1 ; AOVD1 ; Notch1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4851
GeneID	4851
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2428-2555 de Notch1 humain (NP_060087.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P46531
Poids moléculaire	273kDa
Expédition	Sac de glace