

Anticorps Polyclonal Anti-Notch2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q04721

Numéro d'article: CM0014118



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre NOTCH2 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec la souris. Idéal pour l'étude de la signalisation Notch, de la détermination du destin cellulaire et de la différenciation des ostéoclastes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NOTCH2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	hN2 ; AGS2 ; HJCYS ; NOTCH2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4853
GeneID	4853
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q04721
Poids de la protéine	265 kDa
Expédition	Sac de glace