

Anticorps Polyclonal Anti-Notch2 De Lapin Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q04721

Numéro d'article: CM0023175



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Anti-NOTCH2 validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'humain, la souris, le rat. Cible : le récepteur NOTCH2 d'environ 265 kDa (Q04721), impliqué dans la détermination du destin cellulaire, le remodelage osseux et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAb de lapin NOTCH2
Remarques/Alias	NOTCH2 ; AGS2 ; HJCYS ; hN2 ; notch 2
Espèce	Humain
Identifiant du gène	4853
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1697 et 1819 de NOTCH2 humain (NP_077719.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q04721
Poids moléculaire de la protéine	265 kDa
Expédition	Sac de glace