

Anticorps Polyclonal Anti-Notch3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Um47

Numéro d'article: CM0017423



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NOTCH3 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour étudier la signalisation Notch, le CADASIL et la détermination du destin cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NOTCH3 pAb de lapin
Remarques / Alias	IMF2, LMNS, CASIL, CADASIL, CADASIL1, NOTCH3
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4854
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 751-850 de la protéine NOTCH3 humaine (NP_000426.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9UM47
Poids de la protéine	244 kDa
Expédition	Sac de glace