

Anticorps Polyclonal Anti-Notch3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Um47

Numéro d'article: CM0016182



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le NOTCH3 humain (Q9UM47). Convient pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation Notch, la biologie du développement et CADASIL.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NOTCH3 Lapin pAb
Remarques/Alias	IMF2; LMNS; CASIL; CADASIL; CADASIL1; NOTCH3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4854
ID de gène	4854
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 2200-2321 du NOTCH3 humain (NP_000426.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UM47
Poids moléculaire	244kDa
Expédition	Sac de glace