


Anticorps Polyclonal Anti-Notch4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q99466

Numéro d'article: CM0025454



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre NOTCH4 humain (INT3), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la signalisation Notch et la biologie du développement. SWISS : Q99466.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NOTCH4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	INT3 ; NOTCH4
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4855
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1824-2003 de NOTCH4 humain (NP_004548.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99466
Poids moléculaire de la protéine	210 kDa
Expédition	Sac de glace