

Anticorps Polyclonal Anti-Nov (Ccn3/Igfbp9) Pour Ihc-P Et Elisa - P48745

Numéro d'article: CM0027791

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le NOV (CCN3/IGFBP9) humain pour applications IHC-P et ELISA. Reconnaît une protéine de 39 kDa impliquée dans la prolifération cellulaire, l'adhésion, l'angiogenèse et la régénération osseuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NOV Rabbit pAb
Remarques/Alias	NOV; NOVh; IBP-9; IGFBP9; IGFBP-9
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4856
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32-357 du NOV humain (NP_002505.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P48745
Poids moléculaire de la protéine	39kDa
Expédition	Sac de glace