

Anticorps Polyclonal Anti-Nox1 Pour Wb, Elisa - Q9Y5S8

Numéro d'article: CM0030353

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le NADPH oxydase 1 humain (NOX1). Validé pour le Western blot et l'ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour l'étude de la signalisation du superoxyde, la biologie du cancer et les études sur le tissu colique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NOX1 Lapin pAb
Remarques/Alias	MOX1; NOH1; NOH-1; GP91-2; NOH-1L; NOX1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	27035
ID de Gène	27035
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 241-340 du NOX1 humain (NP_008983.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y5S8
Poids Protéique	65kDa
Expédition	Sac de glace