

Anticorps Polyclonal Anti-Nox1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y5S8

Numéro d'article: CM0015750

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le NOX1 humain (NADPH oxydase 1), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Convient pour l'étude de la génération de superoxyde et du carcinome colique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NOX1 Lapin pAb
Remarques/Alias	MOX1; NOH1; NOH-1; GP91-2; NOH-1L; NOX1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	27035
ID de gène	27035
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 418-564 du NOX1 humain (NP_008983.2?).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y5S8
Poids de la protéine	65kDa
Expédition	Sac de glace