

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Nox1 Pour Wb, Elisa - Q9Y5S8

Numéro d'article: CM0010204

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-NOX1 (validé pour WB et ELISA). Détecte la NOX1 humaine, une NADPH oxydase de 65 kDa. Convient pour la recherche sur le côlon, l'utérus, la prostate.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] NOX1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	MOX1 ; NOH1 ; NOH-1 ; GP91-2 ; NOH-1L
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	27035
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 241-340 de la NOX1 humaine (NP_008983.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y5S8
Poids moléculaire de la protéine	65 kDa
Expédition	Sac de glace