

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nox1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5S8

Numéro d'article: CM0014321

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NOX1 conçu pour les applications WB, IF/ICC et ELISA. Il reconnaît la NADPH oxydase 1 humaine (NOX1), un générateur de superoxyde lié à la membrane associé aux cancers du côlon et de la prostate. Idéal pour la recherche diagnostique et le développement de tests.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NOX1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MOX1; NOH1; NOH-1; GP91-2; NOH-1L; NOX1
Espèce	Humaine
ID du gène (Humain)	27035
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 300 de la NOX1 humaine (NP_008983.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9Y5S8
Poids de la protéine	65 kDa
Expédition	Sac de glace