

Anticorps Polyclonal Anti-Nox2/Gp91Phox Pour Wb, Elisa - P04839

Numéro d'article: CM0016787



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le NOX2/gp91phox humain (CYBB). Validé pour WB et ELISA ; présente une réactivité croisée avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour les études sur la NADPH oxydase des phagocytes et la production de superoxyde, y compris la recherche sur la MGC.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-NOX2/gp91phox
Remarques/Alias	CGD ; CGDX ; NOX2 ; IMD34 ; AMCBX2 ; GP91-1 ; GP91PHOX ; p91-PHOX ; GP91-PHOX ; NOX2/gp91phox
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1536
GeneID	1536
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 101-200 du NOX2/gp91phox humain (NP_000388.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04839
Poids protéique	65 kDa
Expédition	Sac de glace