

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Nox2/Gp91Phox Pour Wb Et Elisa - P04839

Numéro d'article: CM0002209



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-NOX2/gp91phox de haute qualité validé pour WB et ELISA. Réagit avec NOX2 humain, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la fonction de la NADPH oxydase dans les phagocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NOX2/gp91phox Rabbit mAb
Remarques/Alias	CGD; CGDX; NOX2; IMD34; AMCBX2; GP91-1; GP91PHOX; p91-PHOX; GP91-PHOX; NOX2/gp91phox
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1536
GeneID	1536
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04839
Poids de la protéine	65kDa
Expédition	Sac de glace