

Anticorps Polyclonal Anti-Noxa2/P67Phox Pour Wb, If-P, Elisa - P19878

Numéro d'article: CM0014730



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant NOXA2/p67phox humain (NCF2) pour WB, IF-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Immunogène recombinant ; adapté à la recherche sur la NADPH oxydase et la production de superoxyde.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-NOXA2/p67phox
Remarques/Alias	NCF-2 ; NOXA2 ; P67PHOX ; P67-PHOX ; NOXA2/p67phox
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4688
GeneID	4688
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 227-526 de NOXA2/p67phox humain (NP_000424.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	P19878
Poids moléculaire	60 kDa
Expédition	Sac réfrigérant