

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Noxa2/P67Phox Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P19878

Numéro d'article: CM0012020



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant le NOXA2/p67phox humain (NCF2), validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'oxydase phagocytaire et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-NOXA2/p67phox
Remarques/Alias	NCF-2, NOXA2, P67PHOX, P67-PHOX, NOXA2/p67phox
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4688
GeneID	4688
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-300 du NOXA2/p67phox humain (P19878).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P19878
Poids protéique	60kDa
Expédition	Sac de glace