


Anticorps Polyclonal Anti-Noxo1 Pour Wb, Elisa - Q8Nfa2

Numéro d'article: CM0013543



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le NOXO1 humain (organisateur 1 de la NADPH oxydase). Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris. Idéal pour les études sur le complexe NOX et la production de superoxyde.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NOXO1 Lapin pAb
Remarques/Alias	SNX28; P41NOX; P41NOXA; P41NOXB; P41NOXC; SH3PXD5; NOXO1
Espèce	Humain
GeneID	124056
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 121-370 du NOXO1 humain (NP_653204.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q8NFA2
Poids de la protéine	41kDa
Expédition	Sac de glace