

Anticorps Polyclonal Anti-Npas3 Pour Wb Et Elisa - Q8lxf0

Numéro d'article: CM0019573

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'humain NPAS3, validé pour les applications WB et ELISA. Détecte le NPAS3 humain et de rat (~101 kDa). Idéal pour la recherche en neurogenèse et schizophrénie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NPAS3 Lapin pAb
Remarques/Alias	MOP6 ; PASD6 ; bHLHe12 ; NPAS3
Espèce	Humain
GenelD (humain)	64067
GenelD	64067
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 400-700 du NPAS3 humain (NP_001158221.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q8IXF0
Poids moléculaire de la protéine	101 kDa
Expédition	Sac de glace