

Anticorps Polyclonal Anti-Npb Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ng41

Numéro d'article: CM0020207

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le neuropeptide B humain, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Convient pour les applications de recherche en neurosciences et en cancérologie, y compris les études sur la douleur et l'alimentation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NPB Rabbit pAb
Remarques/Alias	L7; PPL7; PPNPB; NPB
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	256933
GeneID	256933
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-125 du NPB humain (NP_683694.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8NG41
Poids protéique	13kDa
Expédition	Sac de glace