

Anticorps Polyclonal Anti-Npc2 (He1, Eddm1) Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P61916

Numéro d'article: CM0028328



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le NPC2 humain (HE1, EDDM1), validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour l'étude du transport du cholestérol et de la maladie de Niemann-Pick de type C2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NPC2 Lapin pAb
Remarques/Alias	HE1; EDDM1; NPC2
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	10577
GenelD	10577
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-151 du NPC2 humain (NP_006423.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61916
Poids moléculaire	17kDa
Expédition	Sac de glace