

Anticorps Monoclonal Anti-Npc2 Pour Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P61916

Numéro d'article: CM0007627



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant le NPC2 humain, validé pour WB, IHC-P, IF-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Adapté pour les études sur le transport du cholestérol et la maladie de Niemann-Pick de type C.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin contre Niemann-Pick type C2 (NPC2)
Remarques / Alias	HE1; EDDM1; Niemann-Pick type C2 (NPC2)
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	10577
ID du gène	10577
Immunogène	Protéine recombinante de Niemann-Pick type C2 (NPC2) humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61916
Poids de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace