


Anticorps Polyclonal Anti-Npff Pour Wb, Elisa - 015130

Numéro d'article: CM0025786



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le NPFF humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec le rat, adapté aux études sur la fonction des neuropeptides et la modulation de la douleur.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NPFF Lapin pAb
Remarques/Alias	FMRFAL ; NPFF
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8620
GeneID	8620
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 34-113 du NPFF humain (NP_003708.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	O15130
Poids protéique	12 kDa
Livraison	Sac de glace