


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nphp1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15259

Numéro d'article: CM0029171



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NPHP1 de haute qualité validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA ; détecte la néphrocystine-1 humaine, de souris et de rat ; idéal pour la recherche sur les ciliopathies et les maladies rénales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NPHP1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	NPH1; JBTS4; SLSN1; NPHP1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4867
Identifiant du gène	4867
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15259
Poids de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac de glace