

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nphp4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - 075161

Numéro d'article: CM0030783

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la NPHP4 (néphrocystine-4) humaine pour Western blot, immunofluorescence et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat, soutenant la recherche sur les ciliopathies et les maladies rénales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NPHP4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	POC10; SLSN4; NPHP4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	261734
GeneID	261734
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1247-1426 de la NPHP4 humaine (NP_055917.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075161
Poids de la protéine	158 kDa
Expédition	Sac de glace