

Anticorps Polyclonal Anti-Nphs2 Pour Wb, Elisa - Q9Np85

Numéro d'article: CM0020171

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la protéine NPHS2 (podocine) humaine. Validé pour WB et ELISA, il réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Outil essentiel pour la recherche sur la perméabilité glomérulaire et le syndrome néphrotique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NPHS2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PDCN; SRN1; NPHS2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7827
GeneID	7827
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 300 et 388 de la protéine NPHS2 humaine (NP_055440.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NP85
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac isotherme