

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Nphs2 Pour Wb Et Elisa - Q9Np85

Numéro d'article: CM0006699

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin recombinant ciblant la podocine humaine (NPHS2) pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Exprimée dans les podocytes rénaux, la podocine régule la filtration glomérulaire. Idéal pour la recherche et le diagnostic du syndrome néphrotique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NPHS2 Lapin mAb
Remarques/Alias	PDCN; SRN1; NPHS2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7827
GeneID	7827
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 284-383 de la NPHS2 humaine (Q9NP85).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NP85
Poids de la protéine	42kDa
Expédition	Sac de glace