


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Npl Pour Wb, Elisa - Q9Bxd5

Numéro d'article: CM0025706



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NPL pour applications WB et ELISA. Détecte la N-acétylneuroamine lyase humaine, avec réactivité croisée contre la souris et le rat. Immunogène protéique recombinant. Utilisé dans les études sur le métabolisme de l'acide sialique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NPL Rabbit pAb
Remarques / Alias	NAL; C112; NPL1; C1orf13; NPL
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	80896
ID du gène	80896
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 250 de la NPL humaine (NP_110396.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9BXD5
Poids protéique	35 kDa
Expédition	Sac de glace