


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nploc4 Pour Wb - Q8Tat6

Numéro d'article: CM0028003



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin NPLOC4 (WB, IF/ICC, ELISA) cible le NPLOC4 humain, un composant clé de la voie de dégradation des protéines dépendante de l'ubiquitine. Validé sur des échantillons Humains, Souris et Rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	NPLOC4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	NPL4; NPLOC4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	55666
GeneID	55666
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8TAT6
Poids protéique	68 kDa
Expédition	Sac de glace