

## Anticorps Polyclonal Anti-Npm3 Pour Wb, Elisa - 075607

Numéro d'article: CM0020832

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la NPM3 humaine (nucléoplasmine-3), validé pour les applications de Western blot et d'ELISA. La NPM3 joue un rôle dans le remodelage de la chromatine et la biogenèse des ribosomes, ce qui rend cet anticorps utile pour les études des protéines nucléaires.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                                                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | NPM3 Rabbit pAb                                                                                                                                         |
| Remarques/Alias     | PORMIN ; TMEM123 ; NPM3                                                                                                                                 |
| Espèce              | Humaine                                                                                                                                                 |
| ID du gène (humain) | 10360                                                                                                                                                   |
| Immunogène          | Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30 à 140 de la NPM3 humaine (NP_008924.1). |
| Source              | Lapin                                                                                                                                                   |
| Catégorie           | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                   |
| Application         | WB, ELISA                                                                                                                                               |
| Réactivité croisée  | Humaine                                                                                                                                                 |
| SWISS               | 075607                                                                                                                                                  |
| Poids moléculaire   | 19 kDa                                                                                                                                                  |
| Expédition          | Sac réfrigérant                                                                                                                                         |