


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nprl2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wtw4

Numéro d'article: CM0031045



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant NPRL2 humain pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Essentiel pour la recherche sur le complexe GATOR1 et la voie mTORC1. Poids moléculaire prédit : 44 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-NPRL2
Remarques/Alias	NPR2 ; NPR2L ; TUSC4 ; FFEVF2 ; NPRL2
Espèce	Humain
GenelD (humain)	10641
GenelD	10641
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 de NPRL2 humain (NP_006536.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WTW4
Poids protéique	44 kDa
Expédition	Sac de glace