

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Npsr1 Pour Wb Et Elisa - Q6W5P4

Numéro d'article: CM0019229

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le NPSR1 humain (récepteur du neuropeptide S). Validé pour WB et ELISA, spécifique à l'humain, et dirigé contre un peptide C-terminal. Soutient la recherche sur la signalisation des RCPG et l'asthme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NPSR1 Lapin pAb
Remarques/Alias	GPRA; NPSR; VRR1; ASRT2; PGR14; GPR154; NPSR1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	387129
GeneID	387129
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et l'extrémité C-terminale du NPSR1 humain (NP_001287863.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q6W5P4
Poids de la protéine	43kDa
Expédition	Sac de glace