

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nptx2 Pour Wb Et Elisa - P47972

Numéro d'article: CM0014069

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la pentraxine neuronale-2 humaine (NPTX2), adapté pour le Western blot et l'ELISA. Soutient la recherche sur la plasticité synaptique et la neurobiologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NPTX2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	NP2, NARP, NP-II, NPTX2
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	4885
Identifiant du Gène	4885
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 90-240 de la NPTX2 humaine (NP_002514.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P47972
Poids Moléculaire de la Protéine	47kDa
Expédition	Sac de glace