

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Npy Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01303

Numéro d'article: CM0026511



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le NPY humain (Pro-neuropeptide Y), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation du neuropeptide Y et le comportement alimentaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-NPY
Remarques/Alias	PYY4 ; NPY
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4852
GeneID	4852
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-97 du NPY (NP_000896.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01303
Poids protéique	11 kDa
Expédition	Sac de glace