

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Npy4R Pour Wb, Elisa - P50391

Numéro d'article: CM0027128



Introduction

pAb de lapin anti-NPY4R pour WB et ELISA, ciblant le NPY4R humain. Immunogène recombinant (aa 1-80). Validé sur des échantillons humains. 42 kDa, expédié sur glace. Idéal pour la recherche sur les récepteurs des neuropeptides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-NPY4R
Remarques/Alias	Y4 ; PP1 ; PPYR1 ; NPY4-R ; NPY4R
Espèce	Humain
GeneID	5540
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P50391
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace