

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Npy5R Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q15761

Numéro d'article: CM0011535

Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre la protéine NPY5R humaine (SWISS : Q15761). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les récepteurs du neuropeptide Y.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NPY5R mAb lapin
Remarques / Alias	NPYR5; NPY5-R; NPY5-R; NPY5R
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4889
ID du gène	4889
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la protéine NPY5R humaine (Q15761).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15761
Poids de la protéine	51kDa
Expédition	Sac de glace