

Anticorps Polyclonal Anti-Nqo1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15559

Numéro d'article: CM0014171



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant NQO1 (quinone réductase 1) humaine, validé pour Western blot, IHC sur paraffine, immunofluorescence et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté pour l'étude du métabolisme redox, de la chimiorésistance et des voies du protéasome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NQO1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DTD; QR1; DHQU; DIA4; NMOR1; NMORI; NQO1
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	1728
GeneID	1728
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-274 de NQO1 humaine (NP_000894.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15559
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace