

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Nqo1 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P15559

Numéro d'article: CM0006410



Introduction

Anticorps monoclonal NQO1 de lapin recombinant pour WB, IHC-P, IP, ELISA. Détecte la NQO1 endogène (~31 kDa) chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour étudier le métabolisme des quinones, le stress oxydatif et la régulation protéasomique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin NQO1
Remarques/Alias	DTD ; QR1 ; DHQU ; DIA4 ; NMOR1 ; NMORI ; NQO1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	1728
GenelD	1728
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de la NQO1 humaine (NP_000894.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15559
Poids moléculaire protéique	31 kDa
Expédition	Sac de glace