

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nqo1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P15559

Numéro d'article: CM0015624



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la NQO1 humaine (NAD(P)H déshydrogénase [quinone] 1). Convient pour le WB, l'IF/ICC, l'ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Utilisé en biologie redox et en recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NQO1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	DTD ; QR1 ; DHQU ; DIA4 ; NMOR1 ; NMORI ; NQO1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1728
GeneID	1728
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-274 de la NQO1 humaine (NP_000894.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15559
Poids moléculaire de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace