

Anticorps Monoclonal Anti-Nqo2 Pour Wb, Elisa - P16083

Numéro d'article: CM0009511



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le NQO2 humain (Quinone réductase 2). Convient pour le Western blot et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Un outil utile pour étudier les voies de détoxification cellulaire et la carboxylation dépendante de la vitamine K.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NQO2 Lapin mAb
Remarques/Alias	QR2; DHQV; DIA6; NMOR2; NQO2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	4835
Immunogène	Peptide Synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du NQO2 humain (P16083)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	P16083
Poids Protéique	26 kDa
Expédition	Sac de glace