

Anticorps Polyclonal Anti-Nqo2 Pour Wb, Elisa - P16083

Numéro d'article: CM0014404



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NQO2 pour WB et ELISA. Reconnaît la NQO2 (QR2) humaine et murine, une quinone réductase cytoplasmique impliquée dans la détoxification. Idéal pour les études sur le métabolisme de la vitamine K et les voies de détoxification.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NQO2 pAb de lapin
Remarques / Alias	QR2; DHQV; DIA6; NMOR2; NQO2
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	4835
Identifiant de gène	4835
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 231 de la NQO2 humaine (NP_000895.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P16083
Poids moléculaire de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace