

Anticorps Polyclonal Anti-Nqo2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P16083

Numéro d'article: CM0016468



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la NQO2 humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Convient aux études de la quinone réductase dans la détoxification et la biosynthèse de la vitamine K. Réagit également avec la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NQO2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	QR2 ; DHQV ; DIA6 ; NMOR2 ; NQO2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4835
GeneID	4835
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 231 de la NQO2 humaine (NP_000895.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P16083
Poids moléculaire de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace