

Anticorps Polyclonal Anti-Nr0B1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P51843

Numéro d'article: CM0024477



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le NR0B1 humain (DAX1), adapté pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour l'étude de la corépression des récepteurs nucléaires et du développement de l'axe HPA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NR0B1 Lapin pAb
Remarques/Alias	AHC; AHX; DSS; GTD; HHG; AHCH; DAX1; DAX-1; NR0B1; SRXY2; NR0B1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	190
GeneID	190
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 du NR0B1 humain (NP_000466.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P51843
Poids de la protéine	52kDa
Expédition	Sac de glace