


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nr1H4 Pour Wb Et Elisa - Q96Ri1

Numéro d'article: CM0018062



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le NR1H4 (FXR) humain, validé pour le Western blotting (WB) et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur les récepteurs des acides biliaires et la recherche sur les maladies métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NR1H4 Lapin pAb
Remarques/Alias	BAR; FXR; HRR1; HRR-1; PFIC5; RIP14; NR1H4
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	9971
ID de gène	9971
Immunogène	Protéine recombinante; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-230 du NR1H4 humain (NP_001193922.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q96Ri1
Poids de la protéine	56kDa
Expédition	Sac de glace