


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nr1I3 Pour Wb - Q14994

Numéro d'article: CM0021277



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre NR1I3 (CAR), adapté pour WB, IF/ICC, IP, ELISA. Validé chez l'humain, la souris, le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation des récepteurs nucléaires et de la réponse aux xénobiotiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NR1I3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CAR; CAR1; MB67; NR1I3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9970
GeneID	9970
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 103-352 de NR1I3 humain (NP_001070948.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14994
Poids protéique	40kDa
Expédition	Sac de glace