

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nr2C1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P13056

Numéro d'article: CM0030206

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre NR2C1 (TR2) humain, validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; détecte le récepteur nucléaire orphelin de 67 kDa. Idéal pour l'étude de la répression transcriptionnelle, des cellules souches et de la signalisation par l'acide rétinoïque.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NR2C1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	TR2 ; NR2C1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	7181
Identifiant de gène	7181
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 de NR2C1 humain (NP_003288.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P13056
Poids de la protéine	67 kDa
Expédition	Sac de glace