

Anticorps Polyclonal Anti-Nr2C2Ap Pour Wb, Elisa - Q86Wq0

Numéro d'article: CM0016248

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le NR2C2AP humain, un répresseur nucléaire de la transactivation médiée par NR2C2. Validé pour WB et ELISA. Convient à l'étude de la régulation génique et de la signalisation des récepteurs nucléaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NR2C2AP Rabbit pAb
Remarques/Alias	TRA16 ; NR2C2AP
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	126382
GeneID	126382
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 139 du NR2C2AP humain (NP_795361.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q86WQ0
Poids moléculaire	16 kDa
Expédition	Sac de glace