


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Nr2C2/Tr4 Pour Wb Et Elisa - P49116

Numéro d'article: CM0006395



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre le NR2C2/TR4 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation des récepteurs nucléaires, de la spermatogenèse et du développement embryonnaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NR2C2 / TR4 mAb Lapin
Remarques/Alias	TR4; TAK1; NR2C2 / TR4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7182
GeneID	7182
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 460-555 du NR2C2 / TR4 humain (NP_003289.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49116
Poids Protéique	65kDa
Expédition	Sac de glace