


Anticorps Monoclonal Anti-Nr2E1/TLx Pour Wb Et Elisa - Q9Y466

Numéro d'article: CM0005742



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre le NR2E1/TLX humain (récepteur nucléaire TLX). Validé pour WB et ELISA ; réagit croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur le développement cérébral et la rétino-genèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NR2E1/TLX Lapin mAb
Remarques/Alias	TLL; TLX; XTLL; NR2E1/TLX
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7101
GeneID	7101
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du NR2E1 humain (Q9Y466).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y466
Poids Protéique	43kDa
Expédition	Sac de glace